

MelCal[®] 車椅子センサ

薄くて柔らかい！（マットレスの下に敷いても使用可能）

優れた耐久性！



MelCal[®] 車椅子センサ

〔特徴〕

- 衛生対策：検知シートに抗ウイルス・抗菌・防カビ・消臭機能有
- 使用方法：車いすの座面で使用
- 通知タイミング：臀部がセンサーより離れたら通知
- 付加機能：メロディは10種類の中からセンサー別に選択可能

〔お勧め使用者〕

- まだ車いすに慣れていない方
- 足腰の弱い方

製品仕様

製品名	MelCal [®] 車椅子センサ	製品名	コントローラー
寸法	幅200×長さ400×厚み4(mm)	寸法	幅69×高さ28×奥行115(mm)
検知シート	薄く柔らかいため使用者に違和感を与えない	電源	単3アルカリ電池2本 (電池寿命1年間)
検知通信方法	有線式 ・センサーとコントローラーを有線で接続、コントローラーからメロディでお知らせ	IC	メロディIC搭載
通知方法	近隣の介護人にメロディーでお知らせ		



ご注意

座面クッションの種類によっては正常に検知しない可能性があります。