

MelCal® ベッドサイドセンサ

薄くて柔らかい！（マットレスの下に敷いても使用可能）

優れた耐久性！



MelCal® ベッドサイドセンサ

〔特徴〕

- 衛生対策：検知シートに抗ウイルス・抗菌・防カビ・消臭機能有
- 使用方法：ベッド降り口に敷いて使用（シーツ・マットレス・パッドの下に設置）
- 通知タイミング：足等がセンサーを押したら通知

〔お勧め使用者〕

- 短期入所や入所して間もない方などで、身体の様子が完全に把握できていない方
- ベッドから降りる際に転落・転倒の危険性がある方
- トイレ等に行く際に介助が必要ですが、ご自身で無理をされてしまう方

製品仕様

製品名	MelCal® ベッドサイドセンサ
寸法	幅70×長さ700×厚み5(mm)
検知シート	・薄く柔らかいため使用者に違和感を与えない ・通常型及び高感度型センサーあり
検知通信方法	有線式 ・アイホン・ケアコムの子スコールとセンサーコントローラー を中継器もしくは直接で接続使用
通知方法	子スコールを通じ通知

※子スコールや介護人の詰り所に部屋番号モニター表示や職員保有のPHSに通知するシステムはケアコム及びアイホンのシステムを利用しています。

⚠️ ご注意

- ・子スコールに接続する場合、必要な中継器の種類の事前調査が必要です。
- ・本製品には中継器（コネクタ）、押ボタンスイッチ等は含まれていません。