

# MelCal® 起床センサ（離床センサ）

薄くて柔らかい！（マットレスの下に敷いても使用可能）

優れた耐久性！



MelCal® 起床センサ（離床センサ）

## 〔特徴〕

- 衛生対策：検知シートに抗ウイルス・抗菌・防カビ・消臭機能有
- 使用方法：ベッドの背中部分に置いて使用（シーツ・マットレス・パッドの下に設置）
- 通知タイミング：背中がセンサーより離れたら通知
- 付加機能：
  - ・寝返りキャンセル方式により寝返り誤報の心配を軽減
  - ・タイマーはスライドスイッチ式で1秒、2秒、3秒、4秒から選択
  - ・電池が切れるとアラームの連続鳴動により電池交換時期を通知
  - ・就寝中はコントローラのLEDが点滅し、睡眠状態をお知らせ

## 〔お勧め使用者〕

- 短期入所や入所して間もない方などで、身体の状態が完全に把握できていない方
- ベッドから降りる際に転落・転倒の危険性がある方
- トイレに行くのに介助が必要ですが、ご自身で無理をされてしまう方

## 製品仕様

製品名	MelCal® 起床センサ（離床センサ）	製品名	コントローラー
寸法	幅200×長さ700×厚み5(mm)	寸法	幅62×高さ100×奥行20(mm)
検知シート	薄く柔らかいため使用者に違和感を与えない	電源	単4アルカリ電池2本 (電池寿命1年間)
検知通信方法	有線式 ・アイホン・ケアコムของ ナースコールと センサーコントローラーを中継器もしくは直接で接続使用	タイマー	スライドスイッチ式 (1秒から4秒まで設定可能)
通知方法	ナースコールを通じ通知		

※ナースステーションや介護人の詰め所の部屋番号モニター表示や職員保有にPHSに通知するシステムはケアコム及びアイホンのシステムを利用しています。



ご注意

- ・ナースコールに接続する場合、必要な中継器の種類の事前調査が必要です。
- ・本製品には中継器（コネクタ）、押ボタンスイッチ等は含まれていません。